

Information om døgnblodtryk

Døgnblodtryksapparatet som De har fået monteret er et bærbart apparat til automatisk måling af blodtrykket. Dermed kan blodtrykket måles over et døgn i Deres vanlige omgivelser. Dette vil give en mere sikker bedømmelse af døgnets blodtryksvariation og dermed sværhedsgraden af en eventuel blodtryksforhøjelse.

Blodtrykket måles hver ½ time om dagen, samt hver time om natten (mellem kl. 23 – 7).

Alle værdierne lagres i apparatets hukommelse, og vil senere blive overført til computer. Resultatet af målingen sendes til egen læge.

Apparatinformation

Apparatet er på størrelse med en Walkman, som bæres i et bælte rundt om maven.

Apparatet har en elektrisk drevet pumpe, der puster manchetten op gennem en gummislange. I manchetten som er placeret på venstre overarm sidder den mikrofon som ”hører” blodtrykket.

Når manchetten pustes op lyder et lille alarmsignal, og armen skal holdes i ro med afslappet muskulatur, ellers opstår der støj, og apparatet vil afbryde målingen. Målingen vil da gentages efter to minutter.

Årsager til gentagne målinger

Armen har ikke været i ro under målingen

Manchetten sidder ikke korrekt

Afmontering af apparatet

Manchetten tages af

Bæltet med apparatet tages af

Apparatet samt manchetten, (som stadig er tilsluttet via gummislangen) lægges i en pose og afleveres i receptionen.

**Ved tvivlsspørgsmål kontaktes: KPLL på tlf. 33 74 40 76.
Mandag til fredag fra kl. 8.00 – 15.30.**